

CHECKLISTE:

INSTALLATION DES SMAXTEC-SYSTEMS SX.2

Infrastruktur

- **Base Station SX.2**
siehe Quickstartguide
- **Aktivierung der Base Station**
Seriennummer an support@smaXtec.com
- **Auf Montagehöhe achten**
Optimal: 2-2,5 Meter (außer Reichweite der Kühe)
- **Montage (vertikal montieren)**
- **Auf Reichweite achten**
Base Station – Bolus: üblicherweise 50m
Base Station – Climate Sensor: bis zu 100m
- **Elemente, die die Reichweite reduzieren, vermeiden (z.B. Stahl, Beton)**
- **Nicht zu nahe an anderen elektronischen Geräten/Systemen montieren**
- **Aktivierung des Climate Sensors SX.2**
siehe Quickstartguide

Boli

- **Aktivierung des Classic Bolus SX.2**
siehe Quickstartguide
- **Sicherstellen, dass der Aktivierungsprozess abgeschlossen ist**

Die Aktivierung besteht aus zwei Schritten:
 - Den Bolus mittels Magnet einschalten
 - Den Bolus einem Tier in der Software zuordnen

Nur wenn die Aktivierung ordnungsgemäß abgeschlossen ist, werden Daten und Alarmer generiert und angezeigt.
- **Boluseingabe**
Der Bolus sollte am selben Tag eingegeben werden

smaXtec Software (Messenger & App)

- **smaXtec Messenger**
Webversion
- **Account erstellen**
unter <https://messenger.smaXtec.com>
Chrome oder Firefox nutzen
- **Organisation (Betrieb) erstellen**
(z.B. Betriebsname, Familienname)
- **Gruppe erstellen**
- **Tiere zur Organisation hinzufügen**
(Bolusaktivierung)
- **Aktivierung der Geräte**
im Messenger – Benennung der Geräte nach ihrer Position im Stall
- **Benachrichtigungen bearbeiten**
(E-Mail- und/oder Push-Benachrichtigunge)
 - Benachrichtigungen in der smaXtec Webversion aktivieren via [Benachrichtigungen bearbeiten](#)
 - Benachrichtigungskategorie und -kanal (App und/oder E-Mail) auswählen
 - Benachrichtigungen testen, um Funktionalität sicherzustellen

Wann stehen die ersten Alarmer nach Bolusaktivierung/-eingabe zur Verfügung?

 - Gesundheit (Wiederkäuen & Temperatur): nach 4 Tagen
 - Brunst- und Abkalbung: nach 8 Tagen
- **Daten freigeben**
und Benutzerrollen (z.B. Mitarbeiter, Berater, Tierärzte) auf Wunsch zuteilen. Wenn sie noch keinen smaXtec-Account haben, erhalten sie automatisch eine Einladung.
- **smaXtec App**
 - Kostenlos herunterladen  
 - Sicherstellen, dass die App Benachrichtigungen versenden darf (Smartphoneeinstellungen prüfen)

SIE HABEN FRAGEN?

E support@smaXtec.com
T +43 316 46 15 88 - 80



smaXtec Support



smaXtec YouTube

HIER MEHR ERFAHREN

support.smaXtec.com
www.youtube.com/user/smaXtecAnimalCare